



Mehun d.o.o.

Poduzeće za obavljanje zdr. djelatnosti
dentalnog laboratorija

Izjava o korištenoj leguri

Materijal korišten u izradi protetskog nadomjestka je CoCr legura njemačkog proizvođača Scheftner.

Legura je sukladna normi **EN ISO 13485**.

U procesu izrade primijenjeni su svi propisani procesi. Do sada nismo imali prijavljenih alergijskih reakcija na leguru.

Nemamo saznanja o mogućim problemima ili reakcijama na radiološke dijagnostičke postupke (CT, MR, CBCT i sl.) kod pacijenata koji imaju dentalni nadomjestak izrađen od ove legure.